


ACC

SPINE FIX

Anterior Cervical Cage





ACC


La búsqueda continua de soluciones más efectivas y menos invasivas en el tratamiento de la hernia de disco cervical ha llevado a importantes avances en especialidad de columna. En este contexto, el **Sistema ACC de Spine Fix** emerge como una innovación revolucionaria, combinando tecnología de vanguardia con materiales de última generación para abordar esta afección de manera eficiente y segura.

El Sistema ACC está fabricado con una combinación única de dos materiales de alta calidad: PEEK con titanio. Este diseño innovador ofrece una solución integral que combina las propiedades mecánicas superiores del titanio con la biocompatibilidad y la resistencia del polímero PEEK. Esta combinación de materiales no solo proporciona estabilidad y soporte estructural, sino que también promueve la integración segura con el cuerpo, facilitando una recuperación más rápida y una mayor durabilidad a largo plazo.


En esta presentación, exploraremos en detalle cómo el Sistema ACC de Spine Fix está redefiniendo los estándares en el tratamiento de la hernia de disco cervical, ofreciendo a pacientes y médicos una alternativa avanzada, segura y efectiva para mejorar la calidad de vida y restaurar la funcionalidad cervical.

Anterior Cervical Cage


Introducción



- Las protuberancias superficiales afiladas proporcionan estabilidad inicial y reducen el riesgo de movimiento y retirada del implante.
- Diseño anatómico
- Maximiza la superficie de contacto de la fusión y el volumen del injerto óseo
- Características de transmitancia de rayos X
- Excelente biocompatibilidad, sin fibra de carbono, reducción de la reacción inflamatoria sistémica y local.
- Numerosas especificaciones para satisfacer diferentes necesidades clínicas.



Perfil cero y autónomo



Perfil cero

- Minimiza la irritación cervical
- Previene la osificación de segmentos vecinos
- Deliberado y simplificado diseño quirúrgico

Placa de bloqueo especializada


- Proporciona una interfaz de bloqueo rígida
- Dispersa el estrés enjaulado y enchapado


Jaula de fusión intersomática PEEK

- Llevado con un marcador radiopaco para fines de imágenes de rayos X posteriores.
- Superficie dentada para obtener estabilidad instantánea.

Tornillo de bloqueo ahusado

- Tornillo autorroscante para bloqueo de 1 paso.
- Bloqueo de ángulo fijo $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$ para evitar el desplazamiento.






ACC

Los candidatos ideales para el Sistema ACC incluyen aquellos que buscan una alternativa mínimamente invasiva y altamente efectiva para el tratamiento de la hernia de disco cervical. Este sistema es especialmente adecuado para pacientes que desean reducir el tiempo de recuperación, minimizar el dolor postoperatorio y preservar la movilidad cervical.

Además, el Sistema ACC es una excelente opción para aquellos que desean beneficiarse de la estabilidad y durabilidad proporcionadas por la combinación de materiales PEEK con titanio. Esta innovadora tecnología ofrece una solución integral que aborda las necesidades específicas de cada paciente, promoviendo una recuperación más rápida y una mejor calidad de vida a largo plazo.

En resumen, el **Sistema ACC de Spine Fix** se destaca como la mejor opción para candidatos que buscan una solución avanzada, segura y efectiva para el tratamiento de la hernia de disco cervical. Su diseño innovador, combinado con resultados clínicos probados, lo posiciona como la elección preferida para pacientes y médicos que buscan lo mejor en cuidado de la columna cervical.





nüva ■ ■
surgery

**¡Únete a Nüva Surgery en el Futuro
de la Cirugía de Columna Vertebral!**