

MISvY

SPINE FIX

MISvY + BONE CEMENT

Sistema de Fijación Posterior Mínimamente Invasivo

MISvY

¿Qué es MISvY + BONE CEMENT?



Sistema diseñado para procedimientos de fijación espinal con tornillos poliaxiales fenestrados, compatibles con inyección de cemento óseo. Ideal tanto para cirugía mínimamente invasiva (MIS) como para cirugía abierta tradicional.

Características Destacadas

Diseño de Bajo Perfil

Menor ocupación bajo la barra y menor irritación a tejidos blandos.

Rosca Mecánicamente Reforzada


Mejora el anclaje y resistencia al pull-out.

Punta Cónica Autoperforante

Facilita la inserción en procedimientos MIS o abiertos.

Rosca de Ángulo Negativo

Mayor estabilidad bajo presión.




Tornillo fenestrado poliaxial

optimizado para distribución homogénea del cemento.

Compatible con sistema de inyección sellado y seguro.

Mejora la fijación en vértebras osteoporóticas **y reduce el riesgo de aflojamiento.**




BONE CEMENT MIS SCREW

El diseño optimizado de la salida del cemento óseo puede mejorar eficazmente la distribución del mismo y aumentar el efecto de fijación del tornillo en el cuerpo vertebral de pacientes con osteoporosis.

SISTEMA DE INYECCIÓN DE CEMENTO ÓSEO

Adopta un sistema de bloqueo rápido con rosca, fácil de operar. La interfaz está sellada y conectada sin fugas de cemento óseo, lo que lo hace más seguro.



Versatilidad quirúrgica total

Sistema diseñado para adaptarse a ambas técnicas quirúrgicas:

MIS (Mínimamente Invasiva)
con guías y extensores.



Cirugía Abierta, utilizando
el mismo tornillo como fenestrado
cementado convencional.

Esto permite al cirujano utilizar un solo tipo de implante en diferentes contextos clínicos, reduciendo costos y simplificando logística.

Especificaciones Técnicas


Tornillo Poliaxial Cementado

Diámetros disponibles:
5.5 mm y 6.5 mm

Longitudes disponibles:
35 mm, 40 mm, 45 mm y 50 mm

Beneficios Clínicos

- Alta estabilidad en hueso osteoporótico
- Menor invasividad y mayor control quirúrgico
- Reducción en el inventario necesario (2 en 1)
- Facilidad de uso en diferentes técnicas operatorias



MISvY + BONE CEMENT

El sistema poliaxial cementado de SpineFix
que se adapta a ti y a tus pacientes.

**Un solo implante,
múltiples posibilidades quirúrgicas.**



nüva ■ ■
surgery

**¡Únete a Nüva Surgery en el Futuro
de la Cirugía de Columna Vertebral!**