

SpiVY

SPINE FIX

*Sistema de fijación
toracolumbar posterior*





SpiVY

El sistema de fijación toracolumbar posterior SpiVY es un dispositivo médico altamente innovador diseñado para proporcionar una fijación espinal confiable y eficiente a pacientes que padecen diversas afecciones.


SpiVY es compatible con cabezas de tornillos de 5,5 mm y 6,0 mm, lo que los hace fáciles de identificar y usar. Ahorra tiempo durante la cirugía y reduce el riesgo de errores.

El perfil bajo y el tamaño pequeño de los tornillos los hacen altamente efectivos y al mismo tiempo minimizan la alteración del tejido, lo que resulta en tiempos de recuperación más rápidos para los pacientes. El diseño de doble núcleo y doble rosca, con 3 roscas en 1 tornillo, proporciona estabilidad y resistencia superiores, mientras que el diseño de rosca en forma de gancho previene eficazmente la rotura del tornillo.




Sistema de fijación toracolumbar posterior SpiVY

Características del producto:




Concepto de diseño innovador y excelentes propiedades mecánicas.



Ventajas del producto:


- **Doble núcleo y doble rosca**, 3 roscas en 1 tornillo.
- **Hilo en forma de gancho**: Evita el deslizamiento del hilo y la rotura del tornillo.
- **Perfil bajo**, tamaño pequeño y rendimiento notable.
- **Tornillo de fijación estructurado Torx** de estrella hexagonal.
- **El tornillo poliaxial** permite un ángulo de variación de hasta 50°.
- **Tornillo de cemento óseo**, tornillo CBT, tornillo sacroilíaco y conector lateral con una gama completa de especificaciones para satisfacer todos los requisitos quirúrgicos.
- **Compatible** con el sistema 5.5 / 6.0

Reducción / Estándar
Tornillo pedicular monoaxial



Reducción / Estándar
Tornillo pedicular poliaxial

Tornillo pedicular
de cemento óseo



Tornillo sacroilíaco



SpiVY


TORNILLOS CANULADOS

El sistema SpiVY también cuenta con tornillos canulados y de múltiples orificios, lo que garantiza una dispersión óptima del cemento para una mayor estabilidad. Los instrumentos mejorados permiten una operación en un solo paso, lo que hace que el proceso sea rápido y eficiente.

Sistema de fijación toracolumbar posterior SpiVY

Tornillo pedicular de cemento óseo


Características del producto:




Características y ventajas del producto

Ventajas del producto:


- **Tornillos de colores** compatibles con 5.5/6.0.
- **Perfil bajo**, tamaño pequeño y rendimiento notable.
- **Doble núcleo y doble rosca**, 3 roscas en 1 tornillo.
- **Canulado y múltiples orificios laterales**: garantizan una dispersión ideal del cemento.
- **Instrumentos mejorados** para operación en un solo paso
- **Estructura de estrella hexagonal torx**
- **Hilo en forma de gancho**



- **Innovador instrumento** de inyección de cemento óseo de un solo paso, rápido y seguro.



- Representación quirúrgica



- Representación Inyección de cemento.



nüva ■ ■
surgery

**¡Únete a Nüva Surgery en el Futuro
de la Cirugía de Columna Vertebral!**